




JAN:4969182505269



●医師の治療を受けている方や、下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。
① ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内極込み選匹療用電気機器を使用している人② 思性しゅよう(腫瘍)のある人③ 心臓に障害のある人④ 温度感覚喪失のある方(⑤ 妊娠初期の不安定期または出産直後の)、⑥ 糖尿病などによる高度なましょう(梢) 循環障害からく勿知覚障害のある人(⑦ 女膚に創傷のある人) ⑥ 安静を必要とする人(例 体温 3 8 ℃以上(有熱期)の人(例):急性炎症症状(けん(倦) 急感、思寒、血圧変動など)の強い時期 / 例2:衰弱しているとき)⑩ 骨粗しょう(蛇)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(急性)、肉臓れなど、急性(と)(疼)痛性)疾患の人切り期にケガをしている人(⑥ かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する人(◎ 脊椎に異常のある人)または青骨が左右に由がっている人(⑥ その他) 医療機関で治療中の人(⑥ 上記以外に身体に異常を感じている人)

●本体のすき間には絶対に手・足などを入れないでください。「けがや事故の恐れがあります。●髪の毛の巻き込みの恐れのある箇所には使用しないでください。●専用アダプター以外は使用しないでください。火災や感電故障の原因になります。●本製品の使用して日15分までにしてください。●同じ箇所へ5分以上解析で使用しないでください。身体へ必要以上に刺激を与え、逆効果となる恐れがあります。●本製品をテレビやラジオの近くで誤使用されますと、テレビの画像やラジオの音声にノイス(雑智)が入ります。●本製品をテレビやラジオの近くで誤使用されますと、テレビの画像やラジオの音声にノイス(雑智)が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。●測気・湿気の多い場所や室温が10℃以下35℃以上の状態では使用にならないでうた。。正常に作動しなくなる恐れがあり、製品の劣化も早めます。●本体が収録した状態、カバーが敗れた状態では使用しないでください。「けがや事故の恐れがあります。●機器の上に立ったり、無理に体重をかけるご使用はおよかください。

お買い求め、ご相談は当店へ

アルインコ製品のお買い物・取扱い方法・その他ご不明な点は

アルインコフィットネス サービスセンター

0120-30-4515

受付時間 AM10:00~PM4:00 (平日PM12:00~1:00、土日祝除く)

アルインコホームページ

http://www.alinco.co.jp/

■アルインコ株式会社 フィットネス事業部

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9/淀屋橋ダイビル12F TEL.(06)7636-2350 FAX.(06)6208-3886

ールトロボッカーンキャド ※相称の割日の英間中に旧のみ。 空地トを小器さる場合をはにはす

効果・効能 疲労回復 血行促進 筋肉のコリ・疲れをほぐす 神経痛・筋肉痛の緩和

୯୫୯୫୭ ୯୫୯୫୭

すごくきもちよく癒される・・・ 私のお気に入りは、

お風呂上りのリラックスタイムに あしうらマッサージかな❤️







※木カタログに掲載されている小道具類はイメージであり、商品には付属されていません。 ※掲載の製品の色周は印刷の為、実物と多少異なる場合があります ※掲載の製品のデザイン・仕様は一部変更している場合があります。 ※このカタログの内容は 2012 年 4 月現在のものです。 FN

FNLIEFNJ-

とっても小さいマッサージャー♪

なんといっても、軽量・コンパクトだから、フットマッサージ だけでなく、手に持って使うハンドマッサージャーとしても使えます。 いつでもどこでもあなたを癒してくれます♪

どこでも持ち運びしゃすいりの

とってもコンパクトだから持ち運びも簡単! 旅行や職場など様々な場所にも持っていけますね。



カラーはオシャレな



ぐるぐるの アキ

誰でも簡単に使えなやう♪

操作ダイヤルを回すだけでスタート! 節も無段階で調節できるからさらに快適に♪

速度調節ダイヤル 遅い ____ 速い 無段階調節可能

操作ダイヤル

反転 ◀ 停止 ▶ 正転



省エネでお財布にも優しい♪

プチリラは省エネで 電気代も安いから、とっても



※1: 電力料金単価 22 円 /kwh から計算しております。 家庭での月間総消費電力量により、実際の単価は異なります。

色々なところに使えるのが

とっても小さいからどこでもピンポイントであなたの疲れを癒します!

目的に





(da), (da),







